

BimboNeb

Apparecchio
per aerosolterapia
a due funzioni



Bimboneb è dotato della nuova maschera distanziatrice "Perfecta" adatta sia ai bambini che agli adulti e di Rinowash, che agiscono in modo diffe-

renziato per il trattamento delle malattie localizzate delle vie aeree inferiori e superiori. E' stato infatti il primo apparecchio ad affermare l'innova-

vativo concetto di TERAPIA INALATORIA DISTRETTUALE per facilitare la deposizione mirata del farmaco nell'organo bersaglio.



Bimboneb è costituito da:


- Unità di alimentazione con vano porta-accessori
- Perfecta
- Ampolla Rinowash
- Tubetto di raccordo

Bimboneb ha una garanzia di 5 anni



Innovativa maschera distanziatrice per bambini ed adulti, completa di ampolla Mefar2000.

Specifica per il trattamento delle patologie respiratorie delle basse vie aeree. Permette un elevato deposito del farmaco nebulizzato.



Utilizzato con l'ampolla nasale **Rinowash**, Bimboneb consente il lavaggio fisiologico e/o medicale delle cavità nasali.

Rinowash produce un getto di soluzione micronizzata che, diretto nelle cavità nasali, favorisce l'idratazione e la fluidificazione del muco e del catarro con la conseguente rimozione. E' dotato di un'unica campana adatta per tutte le età.



IMPORTANTE: Perfecta e Rinowash sono vendute anche separatamente e possono essere collegate a qualsiasi apparecchio pneumatico per aerosolterapia

MARKOS MEFAR

Markos Mefar dal 1° giugno 2009 è diventata
Air Liquide Medical Systems S.p.A.

Numero Verde

800-170.009

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati 62 - 25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
Fax +39 030 2000551

www.airliquidemedicalsystems.it

CE 0051 www.airliquidemedicalsystems.com

La Divisione Sanità del Gruppo Air Liquide fornisce gas e materiali medicali agli ospedali, servizi per le cure domiciliari dei pazienti e contribuisce a contrastare le infezioni ospedaliere. I suoi 7.800 collaboratori forniscono 5.000 ospedali e 300.000 pazienti nei 5 continenti. Air Liquide è leader mondiale nei gas per l'industria, la sanità e l'ambiente.