

Rinoflow



Sistema compressore -ampolla
specifico per il trattamento
delle vie aeree superiori

Rinoflow può essere utilizzato per il trattamento di:

- Riniti, faringiti, laringiti
- Rinosinusiti e sinusiti croniche
- Ipertrofia adenoidea

Rinoflow è un sistema compressore-ampolla che produce un getto di soluzione nebulizzata con particelle di diametro >18 micron che vengono spinte all'interno delle cavità nasali con conseguente idratazione e fluidificazione delle secrezioni.

La pressione generata favorisce la penetrazione delle particelle ed il distacco delle secrezioni.

Le secrezioni rimosse dalle cavità nasali sono raccolte in un'apposita camera ricavata nell'ampolla riducendo l'ostruzione provocata dal muco e dal catarro.

L'ampolla nebulizzatrice di Rinoflow è composta da una camera interna e da una campana esterna.

Lo spazio intermedio serve per la raccolta dei liquidi di ritorno dopo il lavaggio delle cavità nasali.



Possono essere selezionati due tipi diversi di trattamento (posizione 1 trattamento più delicato e posizione 2 trattamento più forte) semplicemente ruotando la campana esterna.

I vantaggi di Rinoflow:

Azione	Benefici
Fluidificazione e rimozione meccanica delle secrezioni	Lavaggio del micro-ambiente nasale Riduzione della stenosi nasale Recupero dell'attività mucociliare
Maggior efficacia dei farmaci perché agiscono in un ambiente più pulito direttamente sulle mucose	Miglior azione terapeutica dei farmaci endonasali che possono essere somministrati direttamente con Rinoflow



Markos Mefar dal 1° giugno 2009 è diventata
Air Liquide Medical Systems S.p.A.



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati 62 - 25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
Fax +39 030 2000551

www.airliquidemedicalsystems.it

CE 0051 www.airliquidemedicalsystems.com

La Divisione Sanità del Gruppo Air Liquide fornisce gas e materiali medicali agli ospedali, servizi per le cure domiciliari dei pazienti e contribuisce a contrastare le infezioni ospedaliere. I suoi 7.800 collaboratori forniscono 5.000 ospedali e 300.000 pazienti nei 5 continenti. Air Liquide è leader mondiale nei gas per l'industria, la sanità e l'ambiente.